

## FICHE TECHNIQUE

### DIVAN GYNÉCOLOGIQUE AVEC JAMBIÈRE **DGEM02**



### Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32  $\phi$ , compos  d'un dossier et rel ve jambes articul s par un syst me auto bloquant,  quip  d'une paire d' triers r glables en hauteur et d'une cuvette en inox. Texture en simili cuir lavable.

« Chrom  – Peint »

Peinture «  poxy ».

Dimensions : Largeur : 650 mm, Longueur : 1620 mm, Hauteur : 800 mm.