

MEDFA

FABRICATION DE MOBILIERS MÉDICAUX

www.medfa-dz.com

FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE MOBILIER MÉTALLIQUE ET MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGICAL

Eurl au Capital Social de 2 000 000.00 DA

Siège social : Local 3G, zone d'activité, centre Mékla, 15000, Tizi Ouzou

Showroom : Hai ABDI Mouloud, Khraissia, Birtouta, 16000, Alger

Tél. : 023 40 11 22. Fax : 023 40 11 23. Tél. Mob. : 0550 78 89 11, 0550 17 19 96


Bureaux annexes : Hai Si Redouane 02, N° 51, La Lofa, Es-Sénia, 31000, Oran

Tél./Fax : 041 51 80 98. Tél. Mob. : 0542 91 36 35, 0542 91 21 43

E-mail: medfamedical@gmail.com, contact@medfa-dz.com

FICHE TECHNIQUE

LIT PÉDIATRIQUE ORTHOPÉDIQUE TRACTION LPOTM



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier carré de diamètre 32 \varnothing et des lattes métalliques, composé d'un dossier réglable manuelle, montants mélaminé, barrières de sécurité, et de barre de traction orthopédique il est de quatre roues à frein,

Peinture « époxy ».

Dimensions : Longueur : 1400 mm, Largeur : 600 mm intérieurs, Hauteur : 550 mm.