


## FICHE TECHNIQUE

### LIT DE RÉANIMATION À TROIS (3) POSITIONS AVEC ACCESSOIRE EN ABS

LR3P - ABS



### Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composé d'une latte métallique, d'un dossier et relève jambes articulés par manivelles multi-positions, montants en PVC, support en PVC arrondi, une barrière de sécurité en aluminium retractable, perroquets en acier chromé de diamètre 32  $\phi$ , une potence réglable en hauteur, et doté de quatre roues avec frein de diamètre 100 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2012 mm, Hauteur : 550 mm.