

MEDFA

FABRICATION DE MOBILIERS MÉDICAUX

www.medfa-dz.com

FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE MOBILIER MÉTALLIQUE ET MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGICAL

Eurl au Capital Social de 2 000 000.00 DA

Siège social : Local 3G, zone d'activité, centre Mékla, 15000, Tizi Ouzou

Showroom : Hai ABDI Mouloud, Khraissia, Birtouta, 16000, Alger

Tél. : 023 40 11 22. Fax : 023 40 11 23. Tél. Mob. : 0550 78 89 11, 0550 17 19 96


Bureaux annexes : Hai Si Redouane 02, N° 51, La Lofa, Es-Sénia, 31000, Oran

Tél./Fax : 041 51 80 98. Tél. Mob. : 0542 91 36 35, 0542 91 21 43

E-mail: medfamedical@gmail.com, contact@medfa-dz.com

FICHE TECHNIQUE

LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE LHRBM - S



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, montants en tube d'acier rond chrom  32   et support en m lamin , doddier articul  par une manivelle multipositions et dot  de quatre roues avec frein de diam tre 100 mm.

Peinture «  poxy ».

NB : manivelle discr te.

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2000 mm, Hauteur : 550 mm du sol.