

MEDFA

FABRICATION DE MOBILIERS MÉDICAUX

www.medfa-dz.com

FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE MOBILIER MÉTALLIQUE ET MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGICAL

Eurl au Capital Social de 2 000 000.00 DA

Siège social : Local 3G, zone d'activité, centre Mékla, 15000, Tizi Ouzou

Showroom : Hai ABDI Mouloud, Khraissia, Birtouta, 16000, Alger

Tél. : 023 40 11 22. Fax : 023 40 11 23. Tél. Mob. : 0550 78 89 11, 0550 17 19 96


Bureaux annexes : Hai Si Redouane 02, N° 51, La Lofa, Es-Sénia, 31000, Oran

Tél./Fax : 041 51 80 98. Tél. Mob. : 0542 91 36 35, 0542 91 21 43

E-mail: medfamedical@gmail.com, contact@medfa-dz.com

FICHE TECHNIQUE

LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BS EB ABS LHRBBSM - ABS



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, montants en PVC, support en PVC arrondi, une barrière de sécurité en aluminium retractable et doté de quatre roues avec frein de diamètre 100 mm.

Peinture « époxy ».

NB : manivelle discrète.

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2012 mm, Hauteur : 550 mm.