


FICHE TECHNIQUE

DIVAN DE CONSULTATION ÉLECTRIQUE À HAUTEUR VARIABLE



Caractéristiques techniques

Divan d'examen à hauteur variable électrique à 2 pans, hauteur variable électrique de 50 à 85 cm, un dossier relevable à 85°, structure métallique recouverte d'une mousse D30 de 60 mm revêtu de simili cuir lavable.

Poids maximal supporté : 180 kg, peinture époxy, moteur électrique avec télécommande manuelle, Porte-rouleau, drap d'examen intégré.

Dimensions : Longueur : 1860 mm,

Largeur : 6000 mm,

Dossier 5600 mm.