


FICHE TECHNIQUE

LIT D'HÔPITAL À (02) DEUX POSITIONS AVEC ACCESSOIRE LH2PM



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, montants en tube d'acier rond chrom  32 ϕ et support en m lamin , compos  d'un dossier r glable avec manivelle et d'une jambi re r glable avec cr maill re, une barri re de s curit  chrom , un perroquet en acier chrom  de diam tre 32 ϕ , une potence r glable en hauteur et quatre roues avec frein de diam tre 100 mm.

Peinture « poxy»

NB : manivelle discr te

Dimensions : Largeur : 900 mm,

Longueur : 2000 mm,

Hauteur : 550 mm du sol.