


FICHE TECHNIQUE

LIT DE RÉANIMATION À CINQ (5) POSITIONS AVEC ACCESSOIRE

LR5PM - ABS



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, compos  d'une latte m tallique, d'un dossier et rel ve jambes articul  par manivelles multi-positions, montants en PVC, support en PVC arrondi, une barri re de s curit  en aluminium retractable, perroquet en acier chrom  de diam tre 32 ϕ , une po-tence r glable en hauteur et quatre roues avec frein de diam tre 100 mm.

Peinture «  poxy ».

NB : manivelle discr te

Dimensions : Largeur : 900 mm,

Longueur : 2012 mm,

Hauteur : 550 mm.