


FICHE TECHNIQUE

LIT DE RÉANIMATION ÉLECTRIQUE À CINQ (5) POSITIONS AVEC ACCESSOIRE



Caractéristiques techniques

Plaque d'acier à froid et surface entièrement moulée, 04 sections. Système motorisé (4 moteurs, une télécommande). Structure en ABS solide et facile à nettoyer. 06 Barrières latérales rabattables en aluminium. Tête et pieds du lit en ABS. 4 roulettes universelles (2 avec frein, 2 sans frein).

Chargement max : 280 kg.

Dimensions : Longueur : 2012 mm, Largeur : 900 mm, Hauteur : 580 mm.

Inclinaison du dossier ajustable : 0~80° +/- 5. Inclinaison des genoux ajustable: 0~45° +/- 5. Trendelenburg et proclive : 0 ~ 13 ° (± 2 °). Réglable en hauteur : 580 - 800 mm,. Les positions : Relève buste, mouvement des genoux, hauteur variable, proclive/déclive.

Accessoires : Potence, perroquets.