


FICHE TECHNIQUE

LIT DE RÉANIMATION ÉLECTRIQUE À TROIS (3) POSITIONS HAUTEUR FIXE



Caractéristiques techniques

Plaque d'acier à froid et surface entièrement moulée. 04 sections. Système motorisé (3 moteurs, une télécommande). Structure en ABS solide et facile à nettoyer. 06 Barrières latérales rabattables en aluminium. Tête et pied du lit en ABS. 4 roulettes universelles (2 avec frein, 2 sans frein).
chargement Max : 280 kg.

Dimensions : Longueur : 2012 mm, Largeur : 900 mm, Hauteur : 580 mm.

Inclinaison du dossier ajustable : 0~80° +/- 5. Inclinaison des genoux ajustable : 0~45° +/- 5

Les positions relève buste, mouvement des genoux, hauteur fixe.

Accessoires : Potence, perroquets.