


FICHE TECHNIQUE

DIVAN D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE **DEGEM**



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube rectangulaire en acier époxy 50 x 30 mm, composé de deux têtes articulées à crémaillère, équipé d'une paire d'étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox et doté de quatre roues avec frein. Texture en simili cuir lavable. Large choix de coloris.

Dimensions : Largeur : 620 mm, Longueur : 1900 mm, Hauteur : 800 mm du sol.