


## FICHE TECHNIQUE

### TABLE D'ACCOUCHEMENT ÉLECTRIQUE



### Caractéristiques techniques

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composée d'une tête, d'un matelas en simili cuir lavable, assise réglable par télécommande, d'une paire de jambières, d'épaulettes, de poignées de maintien. Partie jambes mobiles sur 4 roues diamètre 100 mm. Cuvette en inox. Barres latérales pour la fixation des accessoires.

Dimensions : Longueur: 1800,  
largeur: 7000 mm, Hauteur : 8000, mm.

Tête : 8000 mm, 7000 mm.

Assise : 4600 mm, 7000 mm.

Chariot porte bébé ; 7000 mm, 5000 mm.