


FICHE TECHNIQUE

TABLE D'AUTOPSIE RECTANGULAIRE AVEC ÉVIER



Caractéristiques techniques

Plateau Inox épaisseur 12/10ème. D'une grande stabilité grâce à ses 6 pieds. elle est équipée d'un bac de lavage à l'extrémité du plan de travail avec bonde d'évacuation.

Robinetterie : douchette avec flexible longueur 1600 mm - mitigeur eau-chaude / eau-froide, commande au coude.

Dimensions : Longueur 2450 mm,

Largeur : 700 mm,

Hauteur 850 mm.