


## FICHE TECHNIQUE

### TABLE D'ACCOUCHEMENT AVEC CHARIOT PORTE BÉBÉ TBACHM2



#### Caractéristiques techniques

Structure en tubes en acier

40 x 40 mm carré époxy / chromé. Trois sections réglable et indépendantes : dossier, assise, chariot porte bébé.

Tête réglable avec crémaillère automatique haute résistance.

Matelas rembourrés

2 repose-jambe ajustables et articulés, 1 paire d'épaulière ajustable, 1 paire de poignée de maintien ajustables,

1 bassine en acier inox Ø 32 cm, 1 porte sérum.