


FICHE TECHNIQUE

CHARIOT PORTE MALADE EN ABS **CHPM03M**



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rectangulaire, 30 x 60 mm composé d'un châssis et d'une civière fixe, un dossier articulé par un système auto bloquant, d'une potence et de barrières de sécurité en aluminium rabattables et doté de quatre roues avec frein. Texture matelas en simili cuir lavable.

« Chromé – Peint »

Dimensions : Largeur : 700 mm, Longueur : 1900 mm, Hauteur : 600 mm.