


FICHE TECHNIQUE

TABLE D'EXAMEN AVEC QUATRE (4) TIROIRS DCSEMT



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rectangulaire 30 x 50 mm, composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant, de quatre tiroirs de rangement et d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».

Dimensions : Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm, Hauteur : 780 mm.