


FICHE TECHNIQUE

LIT D'HÔPITAL À DEUX POSITIONS AVEC ACCESSOIRE EN ABS **LH2P-ABS**



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle multipositions, montants en PVC, support en PVC arrondi, une barri re de s curit  en aluminium retractable, un perroquets en acier chrom  de diam tre 32 ϕ , une potence r glable en hauteur et de quatre roues   frein de diam tre 100 mm.

Peinture «  poxy ».

NB : manivelle discr te.

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2012 mm, Hauteur : 550 mm.