

# MEDFA

FABRICATION DE MOBILIERS MÉDICAUX

www.medfa-dz.com

## FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE MOBILIER MÉTALLIQUE ET MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGICAL

Eurl au Capital Social de 2 000 000.00 DA

Siège social : Local 3G, zone d'activité, centre Mékla, 15000, Tizi Ouzou

Showroom : Hai ABDI Mouloud, Khraissia, Birtouta, 16000, Alger

Tél. : 023 40 11 22. Fax : 023 40 11 23. Tél. Mob. : 0550 78 89 11, 0550 17 19 96


Bureaux annexes : Hai Si Redouane 02, N° 51, La Lofa, Es-Sénia, 31000, Oran

Tél./Fax : 041 51 80 98. Tél. Mob. : 0542 91 36 35, 0542 91 21 43

E-mail: medfamedical@gmail.com, contact@medfa-dz.com

## FICHE TECHNIQUE

GUÉRIDON EN INOX À DEUX ÉTAGES AVEC TROIS TIROIRS **GI02TTM**



### Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rond chrom , compos  de deux plateaux avec bordures en inox, de trois tiroirs en inox, et dot  de 04 roues avec frein.

Dimensions : Largeur :420 mm, Longueur : 700 mm, Hauteur : 840 mm