


FICHE TECHNIQUE

LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC ACCESSOIRE LHRBM



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, montants en tube d'acier rond chromé 32 ϕ et support en mélaminé, , doddier réglable manuellement, une barrière de sécurité chromé, un perroquets en acier chromé de diamètre 32 ϕ , une potence réglable en hauteur et doté de quatre roues avec frein de diamètre 100 mm.

Peinture « époxy ».

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 1900 mm, Hauteur : 600 mm du sol.