


FICHE TECHNIQUE

DIVAN DE PRÉLÈVEMENT AVEC TIGE DE POTONCE **DPEM02**



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32 ϕ , compos  d'un dossier et rel ve jambes articul s par un syst me auto-bloquant et d'un accoudoir r glable en hauteur et rabattable et d'une potence r glable en hauteur. Texture en simili cuir lavable.

Peinture « epoxy ».

Dimensions : Largeur : 600 mm, Longueur : 1640 mm, Hauteur : 550 mm.