


FICHE TECHNIQUE

LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE LHRBM - ABS



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, montants en PVC, support en PVC arrondi et de quatre roues avec frein de diamètre 100 mm. Peinture « époxy ».

NB : manivelle discrète.

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2012 mm, Hauteur : 550 mm.