


FICHE TECHNIQUE

LIT DE RÉANIMATION À CINQ (5) POSITIONS VEC ACCESSOIRE LR5PM-ABS



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, compos  d'une latte m tallique, d'un dossier et rel ve jambes articul s par manivelles multi-positions, montants en PVC, support en PVC arrondi, une barri re de s curit  en aluminium retractable, perroquets en acier chrom  de diam tre 32 ϕ , une potence r glable en hauteur, et dot  de quatre roues avec frein de diam tre 100 mm. Peinture « epoxy ».

NB : manivelle discr te.
Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2012 mm, Hauteur : 550 mm.