


FICHE TECHNIQUE

GUÉRIDON EN INOX À DEUX ÉTAGES AVEC UN SEAU À PANSEMENT

GI02EMSPM



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rond chromé, composé de deux plateaux avec bordures en inox, d'un seau à pansement en inox, et doté de quatre (04) roues avec frein.

Dimensions : Largeur : 420 mm, Longueur : 700 mm, Hauteur : 840 mm du sol. Plateau : 650 x 400mm.