

FICHE TECHNIQUE

LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BS **LHRBBSM**



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, montants en tube d'acier rond chromé 32 \varnothing et support en mélaminé, , doddier réglable manuellement et lit démontable, une barrière de sécurité chromé et doté de quatre roues avec frein de diamètre 100 mm.

Peinture « époxy ».

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2000 mm, Hauteur : 550 mm du sol.