


FICHE TECHNIQUE

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE AVEC JAMBIÈRE **DGEM**



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ , composé d'un dossier et relève jambe articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire d'étriers réglable en hauteur et d'une cuvette en inox. Texture en simili cuir lavable. « Chromé – Peint »

Peinture « époxy ».

Dimensions : Largeur : 650 mm, Longueur : 1620 mm, Hauteur : 800 mm.