


FICHE TECHNIQUE

LIT ORTHOPÉDIQUE TRACTION À TROIS (03) POSITIONS **LOREM**



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire et t le m tallique, compos  d'un dossier et rel ve jambes articul s par manivelles multi-positions, de montants en tube d'acier rond de diam tre 32 ϕ , de supports en m lamin s, d'un cadre de traction orthop dique en acier chrom  de diam tre 32 ϕ , d'une potence r glable en hauteur, d'une barri re de s curit  et de quatre roues avec frein. Peinture «  poxy »

NB : manivelle discr te.

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2012 mm, Hauteur : 550 mm.