


## FICHE TECHNIQUE

### DIVAN DE PRÉLÈVEMENT **DPEM**



### Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32  $\phi$ , compos  d'un dossier et rel ve jambes articul s par un syst me auto-bloquant et d'un accoudoir r glable en hauteur. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».

Dimensions : Largeur : 600 mm, Longueur : 1640 mm, Hauteur : 720 mm.