


FICHE TECHNIQUE

CHARIOT DE SOIN À QUATRE TIROIRS **CHSIN04M**



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rond chromé, composé d'un plateau en inox avec bordures, de quatre tiroirs en inox, de petits tiroirs en plastique, d'un seau à pansement en inox et d'une potence à sérum réglable en hauteur, et doté de quatre (04) roues avec frein.

Dimensions : Largeur : 440 mm, Longueur : 850 mm, Hauteur : 950 mm.