


## FICHE TECHNIQUE

### CHARIOT D'INSTRUMENTATION CHIM



### Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rond chrom , cl tur s sur quatre (04) cot s par des barri res de s curit , compos  de deux (02) plateaux en inox, un tiroir en inox et une poign e de pouss e, un seau   pansement en inox, une cuvette en inox et un plateaux pour instrument r glable en hauteur. Il est dot  de quatre (04) roues.

Dimensions : Largeur : 440 mm, Longueur : 720 mm, Hauteur : 950 mm.