


FICHE TECHNIQUE

GUÉRIDON EN INOX À TROIS ÉTAGES AVEC DEUX TIROIRS ET UN SEAU À PANSEMENT **CI03EM02SPM**



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rond chrom , compos  de trois plateaux en inox avec bordure et de deux tiroirs en inox, d'un seau   pansement en inox, et dot  de quatre (04) roues avec frein.

Dimensions : Largeur : 420 mm, Longueur : 700 mm, Hauteur : 1120 mm.