


FICHE TECHNIQUE

CHARIOT PORTE MALADE EN ABS À HAUTEUR VARIABLE **CHPM04M**



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm , compos  d'un ch ssis inclinable   manivelle, d'un dossier articul  par un syst me auto bloquant,   hauteur variable d'une potence, de barri res de s curit  en aluminium rabattables et dot  de quatre roues avec frein. Texture matelas en simili cuir lavable.
« Chrom  – Peint »

Dimensions : Largeur : 700 mm, Longueur : 1900 mm, Hauteur : 600 - 800 mm.