


FICHE TECHNIQUE

LAMPE À ULTRA VIOLET MOBILE À DEUX NÉONS PUV02M



Caractéristiques techniques

Fabriquée en inox avec deux portes, deux tubes émettent des rayons ultra violet germicides et transforme l'oxygène en ozone, l'effet du rayonnement U.V. est bactéricide, vermicide et génocide. Puissance (30x2) W, Durée de stérilisation : 1000 heures. Elle est dotée de (04) quatre roues.

Dimensions : Largeur : 400 mm, Hauteur : 1240 mm, Profondeur : 300 mm.