

## FICHE TECHNIQUE

### TABOURET PIVOTANT RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC DOSSIER **TPHDM02**



#### Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 22  $\phi$ , dot  de repose pieds, d'un dossier et de roulettes, il est r glable en hauteur. Texture en simili cuir.

Peinture «  poxy » Chrom .

Dimensions : Largeur : 380 mm, Hauteur : 520 - 700 mm.