

FICHE TECHNIQUE

MUR TECHNIQUE MRT



Caractéristiques techniques

Fabriqué en inox, composé d'un négatoscope à trois plages, de petits tiroirs en plastique, de trois grands tiroirs en inox, de trois prises d'alimentation «électricité à 220 v», d'une prise d'oxygène, doté de quatre roues antistatiques dont deux avec frein. Il peut être installé dans différents services.

Dimensions : Largeur : 1000 mm, Hauteur : 1940 mm du sol, Profondeur : 420 mm.