


FICHE TECHNIQUE

MORGUE À TROIS CASIERS **MG03M**



Caractéristiques techniques

Panneaux sandwich isolés en mousse polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur, finition en inox, résistante au feu, dotée de trois civières, d'une porte en inox fermeture à clé, d'un affichage réglable de la température, de boutons (marche/arrêt moteur et lumière). Température usine : +0° c/+2° C. Elle est dotée de (04) quatre roues.

Dimensions ext. : Largeur : 1100 mm, Hauteur : 2150 mm du sol, Profondeur : 2200 mm + 500 mm du moteur. Dimensions int. : Largeur : 900 mm, Hauteur : 1800 mm du sol, Profondeur : 2100 mm.