


FICHE TECHNIQUE

LIT DE RÉANIMATION À TROIS POSITIONS AVEC ACCESSOIRE LR3PM2



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rectangulaire, composé d'une latte métallique, d'un dossier et relève jambes articulés par une manivelle multi positions, de montants en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ . de supports en mélaminé, de perroquets en acier chromé de diamètre 32 ϕ , d'une potence réglable en hauteur, d'une barrière de sécurité et de quatre roues à frein.

NB : manivelle discrète.

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2000 mm, Hauteur : 550 mm.