


FICHE TECHNIQUE

TABLE D'ACCOUCHEMENT TBACM



Caractéristiques techniques

Structure en tubes en acier

40 x 40 mm carré époxy / chromé. Trois sections réglable et indépendantes : dossier, assise, repose-pieds. Tête et repose-pieds réglables avec crémaillère automatique haute résistance. Matelas rembourrés 2 repose-jambe ajustables et articulés, 1 paire d'épaulière ajustable, 1 paire de poignée de maintien ajustables, 1 bassine en acier inox Ø 32 cm, 1 porte sérum.