

## FICHE TECHNIQUE

### DIVAN DE CONSULTATION AVEC JAMBIÈRE DGEM03



### Caractéristiques techniques

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32  $\varnothing$ , composée d'un dossier articulés par un système auto-bloquant, de deux étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox. Texture en simili cuir lavable.

Peinture « époxy ».

Dimensions : Largeur : 650 mm, Longueur : 1830 mm, Hauteur : 800 mm.